

SCHEDA INFORMATIVA – SPERMIOPGRAMMA

SCH.PREAN.25



LABORATORIO
LA FONTANA

Vs. 1 del 13/07/2016

Pag. 1 di 1

INFORMAZIONI ED EVENTUALE PREPARAZIONE ALL' ESAME	Lo spemiogramma va eseguito dopo un periodo di astinenza che va da 3 a 7 giorni . I risultati vengono valutati secondo i più recenti parametri WHO 2010
CONTENITORE	Contenitore sterile a bocca larga e tappo a vite da ritirare presso i Centri Prelievo o acquistabile in Farmacia
MODALITA' DI RACCOLTA	Il paziente deve raccogliere, mediante masturbazione, tutto l'eiaculato direttamente nel contenitore sterile. La raccolta può essere eseguita al domicilio o presso la sede di Via Perfetti. Il campione deve essere portato in Laboratorio entro e non oltre un'ora dalla raccolta.
TEMPISTICHE DI REFERTAZIONE	7 giorni lavorativi
CONSERVAZIONE	Il campione deve essere mantenuto ad una temperatura stabile (non inferiore a 20°C e non superiore a 30°C) fino al momento dell'analisi, che deve essere effettuata entro un'ora dalla raccolta.
CONSEGNA CENTRI PRELIEVO	Presso la sede operativa di Via perfetti 2H quartiere Besurica: - Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30. - Sabato: dalle 7.30 alle 10.30
INFORMAZIONI	Punto prelievi e sede operativa Via Perfetti 2H Orario: Lun-Ven 7.30-19.00 Sab 7.30-12.30 Telefono 0523-751640